


TONARI
患者情報閲覧イメージ

添付されている所見書ファイルを参照できます。




画像ビューワで画像が参照できます。

画像ファイル(=DICOM)を端末上に保存します。
ご利用中のワークステーションがあれば取り込む事が可能です。

- *直感的に理解できるような画面構成となっています。
- *すべての機能がwebブラウザ上で利用可能となっていますので、面倒で難しいソフトのインストールは必要ありません。
- *院内複数のPCから閲覧できます。



TONARIご利用までの流れ



TONARI サービスの概要・注意事項 (必ずお読み下さい。)

- ①導入条件
 - 本サービスは「フィルム発行」等とのサービス併用はできません。
 - 「光回線」及び「パソコン (Mac / Windows)」のブラウザを利用致します。
上記環境は病院様でご用意頂きます。
 - 病院様に「証明書ファイル」を発行いたします。
マニュアルに沿ってインストール作業は病院様で行なって頂きます。
 - 病院様のPC不具合による設定等の修復は、弊社で対応致しかねます。
 - 病院様のPC環境によりインストールできない場合がございます。
 - 停電・通信会社の障害時にはオンラインサービスが提供できない場合がございます。
その際のみ「フィルム発行等」で対応させていただきます。
- ②導入費用・利用料：無料
- ③TONARIで提供する内容
 - ・検査のDICOMデータ
 - ・所見書(PDF)
 - ・薬剤使用リスト(PDF)
 - ・神経学的検査(PDF)※MRI検査時のみ
- ④その他 注意事項
 - ・画像の保管期間は1年間です。

TONARI サービス FAX 申込書

太枠内に必要事項をご記入の上、FAXをご送付ください。
お申込受付後、当社よりメールにて「お申込受付完了のお知らせ」をお送りいたします。
お申込後1週間以上たっても受付完了メールが到着しない場合は、camic_club@camic.jp 宛てにご連絡ください。

<input type="checkbox"/> 「TONARI サービスの概要・注意事項」を確認の上承諾しました。 <small>*同意いただける場合は、□にチェックをお願いします。</small>			
		申込日 20 年 月 日	
貴院名		様	ご担当者様
ご住所	(〒 -)		
電話番号	— —		
メールアドレス			

お問い合わせ *お問い合わせやご質問は、メールにてお願い致します。



動物検診センター キャミック

FAX 044-455-5381 <https://www.camic.jp>

✉ camic_club@camic.jp